

1. Как пользоваться таблицей — 4 шага

Шаг 1. Узнайте ТОЧНУЮ систему и платформу имплантата

Берите из паспорта / наклейки имплантата в карте пациента, не по памяти. Нужны производитель, линейка и платформа: Mini или Regular, NP или RP, NC или RC, узкая или стандартная.

Шаг 2. Найдите строку этой системы в таблице (стр. 5)

Строка должна совпасть полностью, вместе с платформой. Нет строки — не подбираем «похожую»: пришлите нам фото наклейки, проверим у производителя.

Шаг 3. Выберите тип и угол мультиюнита

S-type, V-type или D-type; прямой (0°) или угловой (18°, 30°, 45° — только D-type). Как выбрать — стр. 2.

Шаг 4. Найдите колонку нужной высоты десны

На пересечении строки и колонки: + — есть, можно заказывать; – — такого нет. Не меняйте высоту или тип «молча» — решение за врачом.

Как читать строку — пример: две платформы одного производителя

Система имплантатов*	S-type Ø3.5				V-type Ø4.6						D-type Ø4.9														
Угол	0°				0°						0°				18°				30°				45°		
Высота десны, мм	1	2	3	4	0.5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Osstem ® Mini	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+	+	–	–	–
Osstem ® Regular	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+

- Osstem Mini — нет V-type 4–5 мм, нет D-type 4 мм, нет угла 45°. Osstem Regular — есть почти всё. Перепутали платформу — мультиюнит не сядет.
- Шапка таблицы сверху вниз: тип (S / V / D и диаметр платформы), под ним угол, ниже высота десны, мм. Читайте все три строки шапки над нужной ячейкой.
- Ti-Base (одиночное основание с уровня имплантата) — отдельная таблица на стр. 6, там всего 4 системы.

Главное правило: сомневаетесь в системе, платформе или высоте — пришлите фото наклейки имплантата и задачу. Подберём и проверим до оплаты. Ошибка в платформе — самая частая и самая дорогая.

2. Какой тип мультиюнита выбрать — по данным производителя

S-type · Ø 3.5 мм · фронт • Для чего: эстетическая зона, резцы — где важен малый диаметр и тонкая конструкция. • Углы: только прямой (0°). Компенсирует до 30° между двумя единицами, до 20° на одной. • Высоты десны: 1, 2, 3, 4 мм. • Установка: накидной ключ UMSR-4010, 25–30 Н·см. • Внимание: S-type есть далеко не на все системы — проверяйте строку. Подробнее: xgatedental.ru/multiyunit/multiyunit-s-type/	V-type · Ø 4.6 мм · универсальный • Для чего: универсальное решение, закрывает большинство случаев: ограниченный объём кости, нехватка места для реставрации, сложности с антагонистами, непараллельные оси. • Углы: только прямой (0°). Низкий конус — несоосность до 40° между соседними имплантатами; во многих случаях угловые МЮ не нужны. • Высоты десны: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 мм. • Установка: отвёртка XGate OTV-DIN / OTV (узкое жало 1,25–1,27 мм), 25–30 Н·см. Подробнее: xgatedental.ru/multiyunit/multiyunit-v-type/	D-type · Ø 4.9 мм · классический + угловые • Для чего: «классические» случаи с достаточным местом; выраженный наклон имплантата; выход шахты на вестибулярную поверхность. • Прямой (0°): до 20–25° между двумя близко стоящими имплантатами. • Угловые: 18° — расхождение до 74°; 30° — до 100°; 45° — до 130° (45° только 1–2 мм). • Высоты десны: 1, 2, 3, 4 мм (у угловых — смотрите строку). • Установка: прямой — ключ NAKIDNOY-DT; угловой — отвёртка OTV / OTV-DIN; 25–30 Н·см. Подробнее: xgatedental.ru/multiyunit/multiyunit-d-type/
--	--	--

Шпаргалка выбора

Ситуация	Что смотреть в таблице
Нужен угол (имплантат стоит с наклоном, шахта уходит на вестибулярную поверхность)	D-type, колонки 18° / 30° / 45°
Фронт, резцы, эстетика, нужна тонкая конструкция	S-type
Всё остальное, оси непараллельны в пределах допустимого	V-type
Часть осей почти параллельна, часть с выраженным наклоном	V-type + D-type в одной конструкции — производитель это допускает

Высота десны в таблице — высота десневой (трансмукозной) части мультиюнита, мм. Тело МЮ розовое, верхняя часть окрашена по цвету высоты — по цвету легко опознать уже установленный МЮ. Тип, угол и высоту выбирает лечащий врач; здесь — данные производителя.

3. Проверка перед заказом — 7 галочек

- ☐ Система и платформа взяты из паспорта / наклейки имплантата, не по памяти.
- ☐ Строка в таблице совпадает полностью, вместе с платформой (пары-ловушки — справа).
- ☐ В ячейке «тип × угол × высота» стоит +.
- ☐ Нужен угол — это только D-type. V-type и S-type — только прямые. 45° — только высоты 1 и 2 мм.
- ☐ Есть инструмент: V-type и угловой D-type — отвёртка OTV-DIN / OTV; прямой D-type — NAKIDNOY-DT; S-type — UMSR-4010. Момент 25–30 Н·см.
- ☐ Работаете в CAD — скачайте свежую библиотеку exocad / 3Shape с сайта XGate.
- ☐ Строки нет или есть сомнение — фото наклейки нам до оплаты.

Пары-ловушки: одна марка — разные строки	Что есть в ассортименте
Osstem® Mini	S-type 0°: 1–4 мм; V-type 0°: 0.5–3 мм; D-type 0°: 1–3 мм; D-type 18°: 1–3 мм; D-type 30°: 1–3 мм
Osstem® Regular	S-type 0°: 1–4 мм; V-type 0°: 0.5–5 мм; D-type 0°: 1–4 мм; D-type 18°: 1–3 мм; D-type 30°: 1–3 мм; D-type 45°: 1–2 мм
MG® ST™ mini (2.1)	S-type 0°: 1–4 мм; V-type 0°: 0.5–3 мм; D-type 0°: 1–3 мм; D-type 18°: 1–3 мм; D-type 30°: 1–3 мм
MG® ST™ Regular (2.5)	S-type 0°: 1–4 мм; V-type 0°: 0.5–5 мм; D-type 0°: 1–4 мм; D-type 18°: 1–4 мм; D-type 30°: 1–4 мм; D-type 45°: 1–2 мм
X11 XGate Dental MP	S-type 0°: 1–4 мм; V-type 0°: 0.5–3 мм; D-type 0°: 1–3 мм; D-type 18°: 1–3 мм; D-type 30°: 1–3 мм
X11 XGate Dental RP	S-type 0°: 1–4 мм; V-type 0°: 0.5–5 мм; D-type 0°: 1–4 мм; D-type 18°: 1–3 мм; D-type 30°: 1–3 мм; D-type 45°: 1–2 мм
Nobel® Active NP	V-type 0°: 1–5 мм
Nobel® Active RP 4.3	D-type 0°: 1–4 мм; D-type 18°: 1–3 мм; D-type 30°: 1–3 мм
Straumann® BL-BLT NC 3.3	S-type 0°: 1–4 мм
Straumann® BL-BLT RC 4.1-4.8	V-type 0°: 0.5–5 мм; D-type 0°: 1–4 мм; D-type 18°: 1–4 мм; D-type 30°: 1–3 мм; D-type 45°: 1–2 мм
MIS® C1-V3 (Уп 3.30 мм) внутри Ø 2.75	D-type 0°: 1–4 мм
MIS® C1-V3 (Сп 3.75-4.20) внутри Ø 3.15	D-type 0°: 1–4 мм; D-type 18°: 1–3 мм; D-type 30°: 1–3 мм
Impro®	S-type 0°: 1–4 мм; V-type 0°: 0.5–5 мм; D-type 0°: 1–4 мм; D-type 18°: 1–4 мм; D-type 30°: 1–4 мм; D-type 45°: 1–2 мм
Impro® респект	S-type 0°: 1–4 мм; V-type 0°: 0.5–5 мм; D-type 0°: 1–4 мм; D-type 18°: 1–4 мм; D-type 30°: 1–4 мм; D-type 45°: 1–2 мм

По данным XGate: Impro / AnyOne — артикулы DIA, Impro респект / AnyRidge — артикулы ANR. «Internal HEX» — только если у системы действительно стандартный внутренний шестигранник; не выбирайте эту строку «наугад».

Частые ошибки: перепутана платформа (Mini / Regular, NP / RP, NC / RC); заказан угловой V-type (его не бывает); 45° с высотой 3–4 мм (нет); S-type на систему, где его нет; Ti-Base на систему вне списка из 4 систем; нет нужной отвёртки к дню установки.

4. Как заказать и когда привезут

Приём заказов: пн–пт, 10:00–18:00

Когда оформлен и оплачен заказ	Когда доставим по Санкт-Петербургу
Пн–пт, 10:00–18:00	Бесплатно, 1–2 дня после оплаты
После 18:00, в выходные и праздники	Заказ уходит в работу в ближайший рабочий день с 10:00

Счёт выставляет ИП Григорьев П. И. — официальный дилер XGate Dental в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Доставка по Санкт-Петербургу бесплатная, 1–2 дня после оплаты; день в день не возим.

Что прислать в заказе

- Фото наклейки / паспорта имплантата (система и платформа).
- Тип, угол, высота десны и количество — по таблице.
- Нужны ли инструмент, Ti-Base, скан-маркеры, винты.
- Реквизиты для счёта; адрес и контакт для доставки.

Официальные описания на сайте производителя — наведите камеру телефона на QR



Актуальная
совместимость
xgatedental.ru/multiyunit/sovместimost/



V-type
xgatedental.ru/multiyunit/multiyunit-v-type/



D-type
xgatedental.ru/multiyunit/multiyunit-d-type/



S-type
xgatedental.ru/multiyunit/multiyunit-s-type/



Каталог
xgatedental.ru/catalog/



Библиотеки CAD
xgatedental.ru/libraries/



Частые вопросы
xgatedental.ru/faq/



Гарантия и возврат
xgatedental.ru/vozvrat



Стерилизация
xgatedental.ru/rekomentaczii-po-sterilizaczii-produkczii-xgate-dental

5. Мультиюниты: система имплантатов × тип × угол × высота десны

+ — есть в ассортименте, – — нет. Корональная часть МЮ — оригинальная XGate Dental, три типа платформы. Таблица обновляется производителем — перед заказом сверяйте с сайтом (QR на стр. 4).

Система имплантатов*	S-type Ø3.5					V-type Ø4.6					D-type Ø4.9													
Угол	0°					0°					0°				18°				30°				45°	
Высота десны, мм	1	2	3	4	0.5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
X11 XGate Dental MP	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+	+	–	–	–
Osstem ® Mini	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+	+	–	–	–
MG ® ST™ mini (2.1)	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+	+	–	–	–
X11 XGate Dental RP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+
Osstem ® Regular	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+
DIO ® Regular, Wide	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+
Neobitech ®	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+
Dentium®	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Superline ®	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Impro ®	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Inno ®	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Implantium ®	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MG ® AnyOne	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MG ® ST™ Regular (2.5)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dentis ®	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MG ® AnyRidge	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Impro ® песнект	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nobel ® Active NP	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nobel ® Active RP 4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	–	–
Straumann ® BL-BLT RC 4.1-4.8	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	+	+
Straumann ® BL-BLT NC 3.3	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neodent ® Grand Morse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	+	+
MIS ® C1-V3 (Уп 3.30 мм) внутри Ø 2.75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MIS ® C1-V3 (Сп 3.75-4.20) внутри Ø 3.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	–	–
AB Dental®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Alfa Gate®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Alpha-Bio ®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Alpha Dent®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Axelmed®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Adin ®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Zimmer Biomet ®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Blue Sky Bio®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Bego Semados®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cortex®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Ditron®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Dentegris®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Implant Direct®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Edison Medical®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
iRes®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Isomed®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Paltop®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Ritter Implants®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
SGS Dental Implants®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Spiral Tech®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Stern Gold®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Surgikor Implant®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
TRI Dental Implants AG®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
UH8 Uniqa Dental™	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
X3 XGATE DENTAL®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Internal HEX ®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
MIS ® Seven, M4 (hex)	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
MeDent ® BTL	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Simple Swiss ®	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Noris ® Medical	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–

* Указанные имплантационные системы, типы имплантатов и их названия принадлежат сторонним производителям и приведены для целей информирования о возможной совместимости продукции XGate Dental с ними (формулировка производителя). Выбор типа, угла и высоты — решение лечащего врача.

6. Ti-Base — одиночное основание с уровня имплантата

+ — есть, - — нет. Полный артикул = префикс системы + окончание из колонки. Пример: MG AnyOne, основание 4 мм, с hex, десна 2 мм = TBU-MON0402.

Система имплантатов*	Основание 4 мм										Основание 6 мм										Префикс
	с hex					без hex (round)					с hex					без hex (round)					
	0.5	1	2	3	4	0.5	1	2	3	4	0.5	1	2	3	4	0.5	1	2	3	4	
Высота десны, мм	0400	0401	0402	0403	0404	1400	1401	1402	1403	1404	0600	0601	0602	0603	0604	1600	1601	1602	1603	1604	
Окончание артикула																					
MG® AnyOne	+	+	+	+	+	–	+	+	+	+	–	+	+	+	+	–	+	+	+	+	TBU-MON
MG® AnyRidge	–	+	+	+	–	–	+	–	–	–	–	+	+	+	–	–	+	–	–	–	TBU-MAR
Osstem® Regular	–	+	+	+	+	–	+	+	+	+	–	+	+	+	+	–	+	+	+	+	TBU-OSR
Internal HEX	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	TBU-IHR

- Ti-Base в этой таблице — только для 4 систем. Вашей системы нет в списке — Ti-Base с уровня имплантата на неё в ассортименте нет; варианты подскажем.
- hex — с шестигранником, round — без шестигранника.

* Указанные имплантационные системы, типы имплантатов и их названия принадлежат сторонним производителям и приведены для целей информирования о возможной совместимости продукции XGate Dental с ними (формулировка производителя). Выбор типа, угла и высоты — решение лечащего врача.